

Precisa testar a sua Equipe?

CONHEÇA NOSSA SOLUÇÃO PARA TESTAGEM LOCAL COM O

O MELHOR TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 DO MERCADO

SISTEMA DA QUALIDADE
CERTIFICADO:



FM702891

NL
DIAGNÓSTICA

IVD Trusted Solutions Since 1985

Como Funciona?

- Os testes serão realizados no local.
- Será enviado um profissional habilitado **Biomédico ou Farmacêutico** devidamente paramentado com todos os equipamentos necessários bem como os **EPIs exigidos por lei, como máscara, face shield, luvas, avental.**



O Teste Rápido

- O teste rápido da Cellex é um dos melhores do mercado, possui uma **excelente Sensibilidade e Especificidade**.
- Aprovado pelo **FDA e ANVISA**
- IgG e IgM em linhas separadas
- Aprovado e utilizado pelo Governo Americano.
- Resultados em 15 min.



Origem: Estados Unidos



Discurso de Donald Trump
sobre aprovação do teste
Cellex



NL
DIAGNÓSTICA

IVD Trusted Solutions Since 1985

Passo a Passo


- O teste é realizado com uma gota de sangue, retirada da ponta do dedo com lanceta estéril e descartável e uma pipeta também descartável para transferir a gota de sangue para o cassete de teste.

1.




Uma ou duas gotas de sangue retirada da ponta do dedo.

2.




O Sangue é transferido com a pipeta para o cassete de teste

3.



Adicionar 2 gotas de diluente

4.



Aguardar 15 min. e realizar a leitura do teste

5.




Será emitido laudo laboratorial, atestando a condição do paciente.


* Os laudos serão enviados posteriormente para o e-mail cadastrado fornecido pelo paciente no momento do exame.

Resultados possíveis


➤ O teste mostrará 4 resultados possíveis, como abaixo:




paciente não teve
nenhum contato
com o vírus,



paciente pode
estar infectado
no momento



paciente está saindo
da infecção e atingindo
a imunidade



paciente já contraiu a
infecção anteriormente
e já se encontra imunizado.

Quem Somos

Com mais de 30 ANOS DE ATUAÇÃO no segmento diagnóstico, a NL Diagnóstica, conta com um grande expertise e conhecimento da área, além de uma equipe técnica e científica altamente qualificada.



Fale Conosco
pelo Whats App < clique aqui

SISTEMA DA QUALIDADE
CERTIFICADO:



FM702891



+55 11 94203 6150



+55 11 5060 4700



comercial.nl@nldiagnostica.com.br



www.nldiagnostica.com.br



IVD Trusted Solutions Since 1985