

COVID na Saliva

Teste Rápido Ag Oral



VANTAGENS

- **15 minutos para resposta, fácil de usar;**
- Projetado para triagem em massa em aeroportos, corporações, hotéis e estações.
- Adaptado para amostras de orofaringe (saliva)
- **Kit completo:**
 - 20 dispositivos de teste, dispositivos de coleta.
 - 20 recipientes de amostra.
 - 20 tampões de 500µL cada.
 - 20 sacos de biossegurança.
 - 1 cartão de procedimento e instruções de uso.

➤ **ESPECIFICIDADE: 99,3%**
SENSIBILIDADE: 90,1%



RESULTADOS EM

15 MINUTOS.

KIT COMPLETO



NL
DIAGNÓSTICA

IVD Trusted Solutions Since 1985


IMPORTANTE:


Antes de coletar a secreção orofaríngea, instrua os pacientes a não colocar nada na boca, incluindo alimentos, bebidas, goma de mascar ou produtos de tabaco, pelo menos 10 minutos antes da coleta.

Instrua os pacientes a tossir profundamente de 3-5 vezes para liberar o escarro da garganta profunda para a boca.

Recomenda-se coletar o primeiro escarro após tosse profunda pela manhã.

PROCEDIMENTO DO TESTE

PASSO 1




PASSO 2



PASSO 3



PASSO 4


CÓDIGO

ACRO.ICOV802

APRESENTAÇÃO

20 testes

Registro na Anvisa/MS nº: 81325990166

SISTEMA DA QUALIDADE
CERTIFICADO:



FM702891

+55 11 94203 6150
+55 11 5060 4700
comercial.nl@nldiagnostica.com.br
www.nldiagnostica.com.br